



## Un prieten bun pe care sa-l tii aproape

### Sami the Seal sistem de nebulizare cu compresor

Aparatul de aerosoli pediatric Philips Respironics Sami the Seal, este conceput sub forma unei foci pentru a veni in ajutorul parintilor si a pediatrilor in tratamentul cu aerosoli al micutilor. Acest nebulizator foloseste eficient inalta tehnologie SideStream.

#### **Masca pediatrica animata**

Pentru a usura folosirea compresorului Sami the Seal, a fost conceputa masca pediatrica Tucker the Turtle, cu o forma speciala pentru a-l ajuta pe cei mici in realizarea tratamentului cu aerosoli. Masca poate fi utilizata atat cu nebulizatorul reutilizabil, cat si cu cel de unica folosinta si a fost creat special pentru a reduce depunerile de aerosoli in ochi si imprejurul lor.

**PHILIPS**

**RESPIRONICS**

sense and simplicity

# Eficient, de incredere si prietenos

Aparatul de aerosoli Philips Respironics Sami the Seal combina perfect puterea si performantele unui nebulizator cu compresor cu design-ul atragator pentru cei mici. Forma jucausa si colorata au rolul de a atrage copiii si a-l ajuta in respectarea tratamentului. Pentru a avea o mai mare stabilitate, aparatul de aerosoli Sami the Seal are centrul de greutate plasat la baza. Acesta incorporeaza un suport pentru a pastra nebulizatorul intre utilizari.

## Caracteristici principale

- Fiabil, economic si usor de utilizat
- Centru de greutate la baza
- Masca pediatrica
- Timp scurt pentru tratament



## Informatii comanda

Descriere produs	ID produs
Sami compresor cu SideStream de unica folosinta si masca Tucker	1082456
Sami compresor cu SideStream reutilizabil si de unica folosinta si masca Tucker	1082731
Tucker the Turtle masca pediatrica (pentru utilizare cu SideStream reutilizabil H S860 sau SideStream de unica folosinta HS800)	1044382
SideStream de unica folosinta	HS800
SideStream reutilizabil	HS860
Filtru de inlocuire (pachet de 5 buc)	1083128

## Nebulizatoarele SideStream pentru inhalare rapida si eficienta

Nebulizatoarele SideStream pot fi folosite cu medicamente uzuale prescrise in problemele respiratorii si ofera o inhalare rapida, eficienta si economica. Ambele tipuri de nebulizatoare dispun de tehnologia Venturi ce asigura un flux de aer in plus fata de cel oferit de compresor, rezultand astfel o inhalare mai rapida a medicamentului si un timp mai scurt de tratament.



## Masca animata pentru copii

Masca Tucker the Turtle are imprimata in partea superioara ochii unei broscute. In acest fel, ca si in cazul aparatului, perceptia copilului este transformata dintr-o activitate neprietenoasa intr-una placuta chiar distractiva.



## Specificatii produs

Alimentare	230V-50 Hz
Putere	120 VA
<b>Protectie supraincalzire</b>	
Siguranta termica	Temp. de functionare 130°C
Rata medie de debit	6 LPM @ 10 psi
Presiunea maxima	29- 43.5 psi
Dimensiuni	267 x 155 x 226 mm
Greutate	1.6 Kg
Mod de operare	Continua
Garantie	3 ani



Importator si distribuitor:

SC BIT ONLINE SRL, Bucuresti  
Str. Mihai Eminescu nr 121, sec. 2  
Tel: +40 21 211 06 52  
[www.feo.ro](http://www.feo.ro)